



© EMS SA FA-303/RU Edition 05/2010



WWW.EMS-SWISSQUALITY.COM





ОРИГИНАЛЬНЫЙ METOД AIR-FLOW® →



НАКОНЕЧНИК PERIO-FLOW® С НОСИКОМ PERIO



КЛАССИЧЕСКИЙ ПОРОШОК **AIR-FLOW®**

НАДДЕСНЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- > Бикарбонат натрия
- > Размер гранул ~ 65 мкм (d 50)
- > Минимальное абразивное возлействие
- > Противовоспалительное действие

> Для снятия зубных отпожений и напета

> Для обработки перед лечебными процедурами

ПОРОШОК AIR-FLOW® SOFT

(МЯГКИЙ) НАДДЕСНЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- > На основе глицина
- > Размер гранул ~ 65 мкм (d 50)
- > Не повреждает эмаль
- > Мягкая текстура

В емкостях 200г

- > Для регулярной профилактики и повторных посещений
- > Рекомендуется для пациентов с чувствительными леснами



ПОРОШОК AIR-FLOW® PERIO ПОДДЕСНЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- > Размер гранул ~ 25 мкм (d 50)
- > Не повреждает дентин
- > Исключительно мягкий и тонкодисперсный

В емкостях 120г

- > Для проведения профилактики вдоль края десны, в карманах глубиной до 5 мм
- > Для удаления биопленки с поверхности зубов и имплантатов, в карманах глубиной до 10 мм
- > Для уменьшения глубины парадонтальных карманов

