



oxasil®

Когда что то превосходное становится еще лучше.

Этот новый оттисковый материал для ручного смешивания вне конкуренции.

- » Благодаря высокоактивной системе базы и активатора*, oxasil имеет короткое время твердения.
- » Обеспечивает прецизионное воспроизведение деталей и высокую устойчивость в сочетании с превосходными манипуляционными свойствами в течение рабочего времени.
- » oxasil гарантирует выдающуюся размерную устойчивость (без усадки) продолжительностью 21 день.**

Giving a hand to oral health.




KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Опыт . Совершенство. oxasil®.

oxasil это новый оттисковый материал для ручного смешивания, от разработчиков Optosil / Xantopren. Этот С силикон - результат опыта и надежности, проверенной временем. А благодаря высокоактивной системе база / активатор* oxasil находится вне конкуренции.

oxasil обладает улучшенными характеристиками, такими как длительная стабильность размеров, в сочетании с приятным свежим вкусом.

система база / активатор у oxasil находится вне конкуренции*.



Для быстрого твердения oxasil Light Flow и oxasil Very Light Flow достаточно совсем небольшого количества активатора. Именно поэтому эта идеально сбалансированная система является одной из наиболее активных на рынке.

oxasil. Высочайшее качество имеет преимущества:

- Высокая эффективность системы база/активатор*
- Экономичное использование
- Легкое смешивание консистенции "софт путти"
- Заметное повышение вязкости после смешивания при сохранении текучести (тактильное управление смешиванием)
- Превосходная работоспособность в течение рабочего времени
- Для большинства клинических случаев и нишевых показаний (таких как перебазировки протезов, функциональные оттиски, контроль прилегания, оттиски для временных реставраций)
- Продолжительное время для заливки гипсом, до 21 дня**
- Свежий мятный вкус

Артикул.	Комплект поставки:
6607 7390	oxasil Soft Putty 1 x 900 мл банка (≈1 кг)
6607 7391	oxasil Putty 1 x 900 мл банка (≈1.38 кг)
6607 7392	oxasil Light Flow 1 x 140 мл тубик, вкл. 2 блокнота на 4 тубика
6607 7393	oxasil Very Light Flow 1 x 140 мл тубик, вкл. 2 блокнота на 4 тубика
6607 7394	oxasil Mucosa 1 x 140 мл тубик, вкл. 2 блокнота на 4 тубика
6607 7396	oxasil Activator Paste 1 x 60 мл паста (тубик)

* Оптимальная производительности и быстрота среди паст базы и активатора oxasil. Результаты не гарантируются с другими базовыми пастами.

** Kulzer R&D измерения

*** oxasil Light Flow и Very Light Flow показывают высочайшую эффективность системы база/активатор. Рабочее время и время полимеризации получены на основе измерений колебательным реометром при 30 °C (измерения и измерительные параметры доступны по запросу) Типичные количества материала zetaflow Light были определены путем взвешивания трех полосок активатора..



Zeta® является торговой маркой Zhermack S.p.A. • Speedex® является торговой маркой Coltine/Whaledent AG