

**ОРИГИНАЛ
ОТ АВТОРА
ТЕХНОЛОГИИ**

**ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ
ДВИЖЕНИЯ НАСАДКИ И ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА
МОЩНОСТИ → **ВСЕ ГАРМОНИЧНО СЛАЖЕНО****



ШЕРОХОВАТАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ ЗУБА, ОБРАБОТАННАЯ ИНСТРУМЕНТОМ X



ГЛАДКАЯ


ПОВЕРХНОСТЬ ЗУБА, ОБРАБОТАННАЯ ШВЕЙЦАРСКИМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ PM EMS ПО ОРИГИНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ PIEZON®

Photos: P. Schmage, Y. Schultz, U. Platzer, S. Maisch, I. Nergiz, Hamburg University, Germany

**ОРИГИНАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ PIEZON®**

→ **ОПРЕДЕЛЕННЫЙ УСПЕХ**

- > Абсолютно линейные возвратно-поступательные движения насадки
- > Постоянное управление с обратной связью и точная регулировка мощности обеспечивают максимальную безопасность и эффективность
- > Высокое качество и полировка до зеркального блеска всех Швейцарских Инструментов PM от компании EMS



**АППАРАТЫ PIEZON® 150 И PIEZON® 250
СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ***

- > Многофункциональные: от снятия зубных отложений и пародонтологического лечения до щадящих эндодонтических и реставрационных манипуляций
- > В комплекте Оригинальный наконечник Piezon® со светодиодной подсветкой, 2- шаговая педаль 360° и 3 насадки А, Р, PS (EMS), укомплектованные ключами CombiTorque®
- > Аппарат Piezon® 250 с автономной подачей воды, а Piezon® 150 - с постоянным подключением к водопроводу и с наружным фильтром для воды



Piezon® 150

Piezon® 250

EMS-SWISSQUALITY.COM
Дополнительная информация:
welcome@ems-ch.com

* Опционально без светодиодной подсветки

PIEZON® 250

→ **НОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ PIEZON®**

**ОРИГИНАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
PIEZON®**



reddot design award



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ: HERAEUS KULZER | MICRO-MEGA | SEPTODONT | ULTRADENT | EMS
123182, Москва, ул. Щукинская, 2, тел./факс: (495) 783-2804, бесплатный многоканальный телефон 8-800-333-0646
www.stident.ru, mail@stident.ru

S.T.I.
DENT

EMS
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

PIEZON® 250


ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ PIEZON®

УПРАВЛЕНИЕ ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ ПАЛЬЦА

- 1 Оригинальная технология Piezon®
- 2 Удобное регулирование мощности
- 3 Режим эндо-перио/ мягкой обработки
- 4 Светодиодный индикатор уровня мощности
- 5 Высокоточный регулятор расхода жидкости
- 6 Оригинальный наконечник Piezon® со светодиодной подсветкой
- 7 Оригинальные Швейцарские Инструменты^{PM} EMS, укомплектованные ключами CombiTorque®
- 8 Быстросоединяемая ёмкость для жидкости объёмом 350 или 500 мл
- 9 Шланг для наконечника с быстросъёмными коннекторами
- 10 Быстросъёмная крышка перистальтической помпы

1:1

> Сверхкомпактный Piezon® 250 - автономный аппарат с размером у основания всего лишь 150x215 мм



ОРИГИНАЛЬНЫЙ PIEZON® 250

СОЗДАН ДЛЯ УДОБСТВА
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ



УДОБНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ

- > Большой, эргономичный и простой регулятор мощности обеспечивает легкую и точную настройку
- > 35-шаговый регулятор мощности со светодиодной подсветкой и переключателем On/Off

ТАЙМЕР 20-СЕКУНДНОЙ ЗАДЕРЖКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПОДСВЕТКИ

- > Свечение 6 светодиодов продолжается в течение 20 секунд после снятия ноги с педали, без активации насадки и ирригации
- > Мощные светодиоды дневного света обеспечивают оптимальный обзор рабочего поля

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ ДЛЯ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА

- > Оригинальная технология Piezon® - гарантия исключительного качества и долговечности
- > Новый ультразвуковой модуль обеспечивает более эффективную обработку
- > Высокие эксплуатационные характеристики и максимальная надёжность для каждого клинического случая
- > Мгновенная настройка амплитуды движений насадки гарантирует мягкую процедуру обработки и высокий уровень комфорта для пациента
- > Очень низкий уровень рабочего шума



> Наконечник Piezon® с подсветкой LED и с насадкой PS (EMS)