



© ems s A FA-334 / RUE edition 02/2010

**ОРИГИНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ AIR-FLOW® И  
PIEZON® ТЕПЕРЬ ИДУТ РУКА ОБ РУКУ →  
УНИКАЛЬНАЯ КОМАНДА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЛЯ  
ПРОФЕССИОНАЛОВ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ**



#### ОРИГИНАЛЬНЫЙ МЕТОД AIR-FLOW®

- > Эффективная пескоструйная полировка; быстрая, надежная и эффективная в стоматологической практике – комфортное лечение без стресса для пациента (без кюреток – без изнурительного шума!)
- > Мягкое применение биокинетической энергии – без повреждения эпителия или соединительной ткани, без риска образования царапин на поверхности зуба



#### ОРИГИНАЛЬНЫЙ МЕТОД AIR-FLOW® PERIO

- > Эффективное удаление биопленки вплоть до глубоких пародонтальных карманов, длительное сокращение уровня бактерий – предупреждает потерю зуба (пародонтит!) или потерю имплантата (периимплантит!)
- > Постоянная оптимальная турбулентность смеси воздуха-порошка и потока промывной воды благодаря запатентованному носику PERIO-FLOW® – предотвращает эмфизему мягких тканей

#### ОРИГИНАЛЬНЫЙ МЕТОД PIEZON®

- > Исключительно гладкая поверхность зуба – линейное колебательное воздействие, направленное вдоль поверхности зуба и оказываемое Оригинальными Швейцарскими Инструментами™ EMS
- > Интеллигентная технология i.Piezont® – максимальная защита десен, практически безболезненное лечение, высокий комфорт пациента



В брошюрах «AIR-FLOW® УНИЧТОЖАЕТ БИОПЛЕНКУ» и «PIEZON® БЕЗ БОЛИ» найдете всю информацию по профилактике с помощью Оригинальных методов AIR-FLOW®, AIR-FLOW® Perio и Piezon®, информацию вдохновляющую, содержательную, основанную на новейших научных данных.

**EMS-SWISSQUALITY.COM**

Обращайтесь к нам по адресу [welcome@ems-ch.com](mailto:welcome@ems-ch.com)

# AIR-FLOW MASTER PIEZON®

→ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

**НОВИНКА**  
от изобретателя  
оригинальных  
методов



# ВСЯ ПРОФИЛАКТИКА → ВСЕ ОРИГИНАЛЬНО

## МЕТОД PIEZON®

### 1 ОРИГИНАЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК PIEZON® со СВЕТОДИОДОМ

- > Оптимальная видимость благодаря круговому излучению света
- > Малый вес и эргономичность
- > Стерилизуется при температуре до 135°C

### 2 ТЕХНОЛОГИЯ i.PIEZON®

- > Оптимальные движения инструмента
- > Интеллигентный контроль с обратной связью
- > Точно заданные результаты лечения
- > Максимальный комфорт пациента

### 3 ШВЕЙЦАРСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ™ EMS


- > Каждый инструмент укомплектован ключем CombiTorque® для надежного подсоединения
- > Широкий диапазон применений

### 4 ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЖИДКОСТИ

- > Объем 350 или 500мл
- > Легкое повторное наполнение

### 5 СВЕТОДИОД КОНТРОЛЯ РАБОТЫ БЕЗ ЖИДКОСТИ

- > Загорается при работе без жидкости



### 1 СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ

- > Быстрая и точность настроек
- > Легко очищаемые поверхности, гигиеничность

### 2 РЕЖИМЫ РАБОТЫ «СТАНДАРТ» И «ПЕРИО»

- > Методы Piezon® и AIR-FLOW® - легкое переключение между режимами работы (ручное)
- > Метод AIR-FLOW® Perio – автоматическое переключение на Perio, если используется емкость для порошка Perio

### 3 МОЩНОСТЬ

- > Светодиодная шкала регулирования на 17 положений
- > Удобная настройка под индивидуальные клинические требования

### РЕЖИМ ОЧИСТКИ «ПРОДУВКА»

- > Кнопка на боковой поверхности аппарата
- > Осуществляет очистку всех шлангов по отдельности (AIR-FLOW® и/или Piezon®)

### 4 ДЕРЖАТЕЛЬ НАКОНЕЧНИКА

- > Мощный магнит, можно перемещать
- > Стерилизуется при температуре до 135°C

### 5 ШЛАНГ

- > Отсоединяется от аппарата и наконечника

### 6 ЖИДКОСТЬ

- > Удобная регуляция расхода жидкости

## МЕТОД AIR-FLOW®

### ДВА НАКОНЕЧНИКА

- > Под- и наддесневое применение
- > Технология свободного потока
- > Стерилизуется при температуре до 135°C

### 1 НАКОНЕЧНИК PERIO-FLOW®


- > Максимальный комфорт пациента

### 2 НОСИК PERIO-FLOW®

- > Одноразовый носик, простая установка
- > 3 отверстия в носике для смеси воздуха и порошка, горизонтальные
- > 1 отверстие в носике для воды, вертикальное

### 3 НАКОНЕЧНИК AIR-FLOW®

- > Наддесневое применение, а также на граничных поддесневых областях
- > В стандарте под углом 120°, как опция - 90°



### ДВЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ПОРОШКА

- > Большой объем для длительной работы
- > Прозрачный корпус и подсветка позволяют увидеть, когда нужна заправка
- > Равномерный поток частиц порошка, без закупоривания
- > Емкости легко снимаются, чистятся и заполняются

### 4 ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПОРОШКА AIR-FLOW® PERIO

- > Объем 45г для порошка AIR-FLOW® PERIO

### 5 ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПОРОШКОВ AIR-FLOW® CLASSIC (КЛАССИЧЕСКОГО) И AIR-FLOW® SOFT (МЯГКОГО)

- > Объем 100г для порошка AIR-FLOW® CLASSIC (КЛАССИЧЕСКОГО)
- > Объем 65г для порошка AIR-FLOW® SOFT (МЯГКОГО)

### НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ

- > По 4 функции для каждого метода
- > Содержит усилитель мощности

